

## LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA

### INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DE MENINGITE EOSINOFILICAS

**TIPOS DE AMOSTRAS:** Líquor

**ACONDICIONAMENTO:** Frasco estéril bem vedado mantido a 4° C

**TRANSPORTE:** Entregar no LACEN-CEVS com gelo reciclável

### IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS AMOSTRAS NO GAL

Identificar o frasco contendo o material: NOME PACIENTE, DATA DA COLETA, MATERIAL, MUNICÍPIO e AGRAVO

### CADASTRO NO GAL

A **requisição no GAL** para *Meningite Eosinofílica* deve ser feita na rede de LACEN da seguinte maneira:

Finalidade = Não preencher

Descrição = Não preencher

Agravo: Meningite

Pesquisa: Meningite - Parasitológico ( eosinofílica)

- Contendo todas as variáveis e o quimiocitológico do líquor descrito nas observações do GAL.

**Imprimir a requisição**

**Entrar na triagem e encaminhar para rede.**

Fone: (51)32884042